

検査容器変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび下記検査材料につきまして、検査精度向上の観点より専用容器を採用することとなりましたので、ご案内申し上げます。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

(記)

■ 変更期日 令和5年7月31日(月) 受付より

■ 変更内容

変更箇所	検査材料	新※1・2	旧
容器	関節液	[容器 No.66] 関節液検査容器(赤キャップ) 	 [容器 No.5] 滅菌スピッツ
	髄液	[容器 No.67] 髄液検査容器(緑キャップ) 	
	胸水	[容器 No.68] 胸水検査容器(青キャップ) 	
	腹水	[容器 No.69] 腹水検査容器(黄キャップ) 	

※1. 容器のご注文につきましては、弊社営業担当または総合インフォメーションまでお申し付けください。

※2. 容量:10mL, 保管方法:室温, 有効期間:2年

以上

No. 23-15